



# Lange beenbeugel aan schoen

**Een lange beenbeugel is een orthese. Een orthese is een hulpmiddel ter correctie van lichaamsafwijkingen. Afhankelijk van de doelstelling heeft een orthese een ondersteunende, stabiliserende of ontlastende functie. Dit hulpmiddel is op maat gemaakt op basis van een gipsafdruk om een optimale pasvorm te garanderen. Het hulpmiddel wordt ook wel KEVO genoemd (knie-enkelvoet-orthese). De voorziening is gemaakt van kunststof of metaal. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het doel, gebruik en onderhoud van dit hulpmiddel.**

## DOEL HULPMIDDEL

Het doel van dit hulpmiddel is het stabiliseren van uw been wanneer u loopt en staat. Omdat de normale functie van uw been is verstoord, zal dit hulpmiddel helpen om dit functieverlies te compenseren.

## GEBRUIK

U kunt de orthese alleen dragen met de schoenen, waaraan de beugel bevestigd is. Het aantrekken van de beugel gaat doorgaans het beste als u de voet in de volledig geopende schoen plaatst. Laat uw voet in zittende positie (bij voorkeur op het puntje van een stoel) aan de voorzijde in de schoen glijden. Een schoenlepel is hierbij een handig hulpmiddel. Het kniescharnier moet zich in een gebogen positie bevinden. Als uw voet in de schoen zit, kunt u vervolgens de sluitbanden op het onderbeengedeelte bevestigen. Daarna bevestigt u de sluitbanden op het bovenbeengedeelte, sluit u uw schoen en kunt u gaan staan. Als uw hulpmiddel beschikt over een

vergrendelingsstelsel, zorg er dan altijd voor dat u uw been volledig strekt. Let op dat het kniescharnier daadwerkelijk vergrendeld is voordat u gaat lopen.

Controleer met name in het begin uw huid op verkleuringen na het dragen van de beugel. Een lichte verkleuring (die binnen vijf minuten na het uittrekken van de beugel verdwijnt) is normaal gesproken geen probleem. Houdt de verkleuring echter langer aan of ervaart u pijn, neem dan contact op met één van onze vestigingen voor een controleafspraak.

## ONDERHOUD

Reinig uw orthese wekelijks met een vochtige doek. Wanneer uw hulpmiddel ook over scharnieren beschikt, smeer deze dan met naaimachineolie. Deze olie heeft een zeer hoge zuiverheid en is zuurvrij.

## GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorzieningen die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

## SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum  
Orthopedie  
Rotterdam