

# (Semi-) orthopedische schoenen en OVAC



**Orthopedische maatschoenen (type A) zijn geheel op maat gemaakt, terwijl semi-orthopedische schoenen (type B) fabrieksmatig geproduceerd worden. Deze schoenen worden vervolgens voorzien van een andere pasvorm, extra ruimte en/ of aanpassingen. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het gebruik en onderhoud van uw schoenen.**

## DOEL HULPMIDDEL

Het doel van deze schoenen is het optimaliseren van uw looppatroon en -comfort en het zorgen voor meer bewegingsvrijheid.

## MAATSCHOENEN (TYPE A)

Bij het aanmeten van maatschoenen nemen we de maten van uw voeten op en maken we gipsafdrukken, zodat we leesten kunnen maken. Vervolgens vervaardigen we op deze leesten doorzichtige passchoenen. Deze schoenen passen we vervolgens bij u af; waar nodig voeren we correcties uit. Mogelijk leveren we u daarna een voorlopige schoenen om na te gaan of de correcties voldoen. Daarna kiezen we met u een model en kleur uit. Tot slot maken en leveren we u uw op maat gemaakte schoenen.

## SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN (TYPE B)

De aanpassingen bij semi-orthopedische schoenen zijn afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden; deze kunnen zowel in de zool als in de schacht van de schoenen verwerkt zijn. Tijdens het aanmeten selecteren we geschikte schoenen uit ons assortiment, die aansluiten bij uw wensen met betrekking tot het model en de kleur. Vervolgens leveren we u uw semi-orthopedische schoenen.

## OVAC

Sommige voetklachten of aanpassingen aan het looppatroon kunnen worden opgelost door middel van orthopedische veranderingen aan uw eigen schoenen. Dat zijn confectie-schoenen die u zelf al in gebruik heeft of bij ons of in een goede schoenwinkel kunt kopen. U heeft dus een ruime keus en kunt uw schoen zelf uitzoeken.

## GEBRUIK

Maatschoenen (type A) leveren we binnen 9 werkweken; voor semi-orthopedische schoenen (type B) hanteren we een maximale levertijd van 2 weken, OVAC leveren we binnen 1 week.

In alle gevallen kan het zijn dat u in het begin moet wennen aan uw nieuwe schoenen. Zo kunnen de schoenen aanvankelijk wat stug aanvoelen. Om u te laten wennen aan de nieuwe schoenen en om drukplekken te voorkomen, is het belangrijk de schoenen zorgvuldig in te dragen en de voeten na iedere draagtijd te controleren op drukplekken.

Hoe uw schoenen ingelopen moeten worden, hangt af van de gevoeligheid van uw voeten. Als we u maatschoenen leveren, adviseren we u uw schoenen regelmatig te wisselen met een ander paar. Het is belangrijk dat ook het wisselpaar in goede staat verkeert.

## ONDERHOUD

Het goed onderhouden van de schoenen bevordert de gebruiksduur. Wij adviseren u daarom het volgende in acht te nemen:

- Behandel uw schoenen wekelijks met een goede schoen crème;
- Laat uw schoenen op tijd repareren; controleer uw schoenen daarom regelmatig op slijtage;
- Gebruik een schoenlepel als dit het aantrekken van de schoenen vergemakkelijkt;
- Strik uw veters goed. Hoe beter de veters gestrikt zijn, hoe optimaler de pasvorm is;
- Plaats uw schoenen nooit bij de verwarming om te drogen wanneer deze nat geworden zijn.

## GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

## SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum  
Orthopedie  
Rotterdam