

Onderbeenprothese zonder liner



Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van de mogelijkheden is door middel van een onderbeenprothese zonder liner (KBM). De afkorting KBM staat voor Kondyle Bettung Münster en beschrijft de type prothese die uit de stad Münster vandaan komt. Deze prothese is eenvoudig en snel aan te trekken in geval van een onderbeenamputatie.

De buitenkoker is geheel op maat gemaakt op basis van een gipsafdruk. In de harde buitenkoker draagt u een zachte binnenkoker die schokken opvangt. Hierdoor verminderen wrijf- en drukpunten in uw koker. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het gebruik en onderhoud van uw prothese.

GEBRUIK

De prothese aantrekken

Trek allereerst de stompsok aan en vervolgens de zachte binnenkoker. Stompsokken worden gebruikt om het aantrekken van de prothese te vergemakkelijken en om vocht op te nemen. Dit vocht komt vrij door transpiratie. Plaats over de binnenkoker het nylon kousje. Vervolgens trekt u de prothese aan en stapt u zo in de harde buitenkoker. Tot slot trekt u het elastische kniemanchet over uw prothese.

Nu vormt de prothese één geheel met uw been, waardoor de cosmetische voordelen tot hun recht komen.

De prothese uittrekken

Wanneer u de prothese uittrekt, trekt u allereerst het elastische kniemanchet naar beneden. Houd daarna het nylon kousje vast met één hand en druk met uw andere hand de harde buitenkoker naar beneden. Op dit moment zit alleen de zachte binnenkoker nog om uw been. Trek daarna het nylon kousje uit, vervolgens de zachte binnenkoker en tot slot de stompsok.

ONDERHOUD

Het is van belang om de stompsok dagelijks te wassen. Was het nylon kousje alleen wanneer het vuil wordt. Houd de binnenkoker schoon door middel van een vochtige doek.

GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze prothesen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum
Orthopedie
Rotterdam